



SCHMITZ

A SENSE OF CONFIDENCE

**Il vostro partner in sala parto
Partura® – Il letto da parto**



A Sense of Company

Oltre 90 anni di esperienza rendono SCHMITZ uno dei produttori di attrezzature medicali leader a livello mondiale.

In questa azienda a conduzione familiare i valori derivanti dalla tradizione vengono posti sempre in primo piano. 18 anni di servizio medio presso l'azienda rivelano un alto grado di identificazione dei collaboratori nei valori e nella filosofia aziendali.


Dal 2012 Friedrich e Matthias Schmitz, rappresentanti della quarta generazione, sono alla guida dell'impresa.

Ci riconosciamo nei valori del nostro Paese, la Germania, e siamo profondamente radicati nella nostra regione di origine. Qui si svolgono tutte le attività di progettazione e produzione.

Lavoriamo con fornitori provenienti per il 90% dalla Germania e per il 60% dalla nostra regione.

Made in Germany





A Sense of Care

Offriamo dei servizi competenti con l'obiettivo di raggiungere la massima soddisfazione della clientela. Dalla consulenza alla progettazione all'allestimento finale.


Massima convenienza grazie alla durevolezza dei nostri prodotti.

Con un concetto di servizio intelligente e un'assistenza completa, specialmente in fase post-vendita. SCHMITZ si pone sin dall'inizio come partner affidabile al fianco dei suoi clienti.

Assistenza tecnica clienti

tel. +49 (0)2377 84 549

service@schmitz-medical.com



Sede principale
Wickede (Ruhr),
Germania

Svizzera

Francia

Italia

Spagna

USA

Argentina

● Oltre 80 partner commerciali in tutto il mondo

● Uffici vendite

SCHMITZ – rappresentanze all'esterno





Progetto: Karin Berghammer/Iris Podgorschek
Design: podpod design

Partura® CEMD**confortevole e versatile, in tutta sicurezza**

Massima libertà di movimento per la madre in attesa durante le fasi di dilatazione e di espulsione; regolazione individuale del letto tramite pulsantiera in qualsiasi momento. Questo è il principio alla base del nostro letto da parto.

La morbida superficie imbottita su cui è distesa la partorientente è abbastanza ampia da consentire un supporto attivo da parte del partner. La parte inferiore del letto può essere anche utilizzata dall'ostetrica come sgabello.

Il letto da parto SCHMITZ risponde a tutte le esigenze:

Esso combina un design gradevole all'elevato comfort della gestante e a condizioni ottimali di lavoro del team di assistenza al parto.

I rivestimenti lisci e chiusi del letto e le superfici imbottite sono inoltre facili da pulire e da disinfettare.

E, qualora fosse necessario, con pochi movimenti il letto può essere regolato in modo da rendere possibile un rapido intervento medico.

Partura® – Il letto da parto per un parto sicuro ed agevole.





Partura® confortevole e versatile, in tutta sicurezza

Grande versatilità

Partura® offre la possibilità di scegliere tra numerose posizioni per il parto, godendo al contempo di una grande libertà di movimento.

Libera combinazione cromatica

La vasta gamma di colori tra cui è possibile scegliere fa sì che il letto Partura® si adatti perfettamente a qualsiasi ambiente, creando un'atmosfera gradevole.

Potete provare tutte le combinazioni possibili. Vi consigliamo di sperimentare il nostro configuratore di colore disponibile sul nostro sito web, vedere il codice QR in fondo a questa pagina.

Condividere l'esperienza della nascita!

Accompagnamento al parto da parte del partner. Una bella esperienza per la nuova famiglia. Il grande piano di appoggio e il supporto piedi estraibile consentono di coinvolgere il partner al momento opportuno.

Scopra il nostro nuovo
configuratore di prodotti
e colori:



Partura® Posizioni



Fase di dilatazione

letto nella posizione più bassa (64 cm). Quest'altezza consente alla gestante di salire e scendere senza difficoltà dal letto in modo da alternare periodi di movimento a periodi di rilassamento.



Parto in posizione classica (posizione di litotomia).



Parto con Trendelenburg in caso di distocia delle spalle, interventi o aiuto manuale.



Fase di dilatazione e/o fase intermedia in posizione carponi su ginocchia e gomiti

in caso di stimolo di pressione e di asfissia intrauterina.




Parto in posizione carponi su ginocchia e gomiti

in caso di parto plurimo con precedente 'Epi' per ridurre la pressione sul canale o in caso di dimensioni molto grandi del nascituro.




Post parto: dopo il parto in posizione carponi su ginocchia e gomiti

la donna non ha bisogno di girarsi completamente ma può semplicemente sedersi indietro.



Fase del travaglio in comoda posizione eretta, da seduta, con schienale sollevato

grazie all'incavo nel materasso non si verifica alcuna pressione sul canale. La donna non ha bisogno del partner. In caso di posizione podalica del feto è possibile l'aiuto manuale.



Fase del travaglio in posizione verticale con partner

la donna può stabilire un contatto corporeo con il partner appoggiandosi a lui.



Parto in posizione accovacciata

ottimizzazione dell'asse di parto, posizione di massima cifosi, non si esercita alcuna pressione sul canale.




Parto in posizione accovacciata con partner

l'uomo può sollevare leggermente la donna al momento della fuoriuscita della testa del piccolo. Contatto corporeo.



Parto con intervento

estrazione con forcipe o ventosa, aiuto manuale in caso di posizione podalica del feto. Post parto per trattamento al canale in caso di distacco manuale della placenta.



Parto cesareo in sala operatoria

in caso di indicazione assoluta.



Posizione in caso di choc

provocato da prolasso del funicolo ombelicale o da collasso cardiocircolatorio.



Posizione elevata delle gambe

per favorire il rilassamento.

Partura® e accessori

Modello n. Descrizione



140.1010.0 Letto da parto Partura®
Sezione principale (con sedile e schienale) e supporto piedi. Trasportabile su ruote direzionali dotate di arresto centralizzato con pedale. La sezione principale e il supporto piedi sono separabili. Il supporto piedi può essere spinto sotto la sezione principale; a tal fine sono previste quattro posizioni di inserimento. Sono incluse due pulsantiere con collegamento via cavo.

La dotazione di serie del letto da parto Partura® è reperibile a pagina 19.



104.6010.0 Cuscino
di supporto per la schiena

104.6020.0 Lenzuolo con angoli
(senza fig.) per materasso in due sezioni, bianco, lavabile fino a 95 °C

Modello n. Descrizione



104.6030.0 Barra di sostegno
archetto per travaglio, tubo di acciaio, verniciato a polveri, inclinabile e regolabile in altezza, con due morsetti girevoli in acciaio inox, per montaggio sulle guide laterali



104.6040.0 Sostegni laterali (coppia)
Rimovibili, in tubolare in acciaio inox verniciato a polveri, fissaggio in acciaio inox, montati lateralmente allo schienale.



104.6050.0 Vaschetta raccogli-liquidi
in acciaio inox, 355 × 325 × 100 mm
(lungh. x largh. x prof.)



104.6060.0 Poggiapiedi (coppia)
con fissaggio, in acciaio inox,
poggiapiedi in plastica, colore grigio



Partura® completamente equipaggiato per garantire un parto confortevole

Per consentire a medici e ostetriche di accedere più comodamente al letto, è possibile separare la sezione principale dal supporto piedi e utilizzare la seconda come sedile o punto di appoggio.

- Regolazione in altezza sincronizzata e separata del letto e del supporto piedi.
- Pulizia semplice e profonda grazie alle superfici chiuse e lisce, imbottiture rimovibili.
- Mobile su ruote – con bloccaggio centrale.
- 22 colori per creare la propria unica versione.
- Molteplici possibilità di regolazione, molto stabile e spazioso per poter effettuare le più diverse posizioni durante il parto, anche con l'aiuto del partner.
- Funzione di regolazione elettrica mediante 2 pulsantiere facilmente raggiungibili.
- Corsa fluida e silenziosa delle movimentazioni del letto.
- Schienale multifunzionale inseribile sia al lato testa che al supporto piedi.
- Poggiagambe con snodo per passare rapidamente dalla posizione a scomparsa a quella di utilizzo.
- Sicurezza di funzionamento anche in caso di mancanza di corrente grazie alle batterie.



I poggiambe possono essere orientati velocemente e inseriti sotto il letto per poi essere riportati alla posizione utile per il trattamento.



Il poggiaschiena è applicabile anche al supporto piedi.



Apposito alloggio per le maniglie sul lato posteriore in caso di non utilizzo.



Interruttore principale, presa per nodo equipotenziale, indicatore di carica delle batterie, presa IEC 60320 C13.



L'asta portaflebo può essere inserita nella testata del letto oppure sul lato sinistro o destro.



Leva blocco/sblocco per le ruote della sezione piedi.



Sezione piedi dotata di maniglie per la movimentazione.



Due pulsantiere manuali con cavo a spirale, situati a sinistra e a destra del piano d'appoggio.

Partura® CEMD

Dotazione standard

Parte principale con sedile e schienale e supporto piedi; montato su ruote piroettanti, bloccaggio centrale. La parte principale ed il supporto piedi sono separabili. Il supporto piedi può essere spinto sotto la parte principale; quattro posizioni di bloccaggio. Sedile con apertura, raggio 150 mm.

Imbottitura divisa in due sezioni per parte principale e supporto piedi in materiale espanso con rivestimento altamente elastico, impermeabilizzato ed antisdrucciolo.

1 fodera in due sezioni, di colore bianco, lavabile fino a 95 °C.

Rivestimenti e struttura in lamiera d'acciaio verniciata a polveri. Colori secondo la scheda colori SCHMITZ. Poggiaschiena applicabile sia sul lato della testa che su quello dei piedi, rivestito in similpelle di colore grigio pietra 96.

Due poggiatesta metodo Göpel in acciaio inox, regolabili in altezza, imbottitura in espanso integrale di colore grigio argento. Due giunti a cerniera per l'inserimento dei poggiatesta. Due giunti a cerniera per l'inserimento dei poggiatesta. Veloce regolazione dalla posizione di attesa alla posizione di fase acuta. Due maniglie in acciaio inox 18/10, in espanso integrale grigio argento, applicabili lateralmente. Asta per fleboclisi con 4 ganci, in acciaio inox 18/10, fissabile alla testata del letto e nella zona delle maniglie, regolabile in altezza. Supporto schienale da applicare in prossimità dell'apertura del sedile, a forma di semiluna, in espanso integrale di colore grigio argento, utilizzabile per parto in posizione accovacciata.






A sinistra e a destra del piano d'uso sono posizionati due pulsantiere manuali con cavo a spirale per la regolazione elettromotrice in continuo del letto:

- Regolazione dell'altezza della parte principale
- Regolazione dello schienale
- Regolazione del sedile
- Inclinazione del letto (posizione in caso di choc)
- Regolazione in altezza del supporto piedi (in collegamento con la parte principale)

Sicurezza di funzionamento anche in caso di mancanza di corrente grazie alle batterie.

Colori

- Imbottitura divisa in due sezioni per parte principale e supporto piedi: grigio pietra 96
- Imbottitura per poggiaschiena: grigio pietra 96
- Poggiatesta, maniglie e supporto schienale: espanso integrale grigio argento
- Lamiera d'acciaio: verniciata a polveri secondo la scheda colori SCHMITZ



È fatta riserva di apportare modifiche costruttive e variazioni.

Partura®

Funzioni regolabili, dimensioni


Dimensioni

Regolazione in altezza della parte principale	da 645 a 925 mm
Regolazione in altezza del supporto piedi (solamente in collegamento con la parte principale)	da 460 a 925 mm
Misure esterne del letto da parto con con poggiaschiena inserito	2330 × 1015 mm (lunghezza x larghezza)
Superficie letto	1950 × 950 (lunghezza x larghezza)
Lunghezza materasso schienale	890 mm
Lunghezza materasso sedile	350 mm
Lunghezza materasso supporto piedi	695 mm
Spessore del materasso	80 mm
Angolo di inclinazione piano d'uso	0-12 gradi (posizione in caso di choc)
Angolo di inclinazione schienale	0-78 gradi
Angolo di inclinazione sedile	0-27 gradi
Carico di lavoro sicuro (parte principale)	220 kg
Carico di lavoro sicuro (supporto piedi)	135 kg
Peso supporto piedi	110 kg
Peso parte principale	265 kg
Peso totale	375 kg
Tensione di rete	230 V AC
Frequenza	50 Hz
Potenza assorbita	0,76 kW
Classe di protezione	I






Verniciature



bianco grigiastro
RAL 9002



bianco puro
RAL 9010



bianca ninfea
RAL 0758510




arancio zafferano chiaro
RAL 0608530




giallo segnale
RAL 1003



arancio sanguigno
RAL 2002



rosa loto
RAL 3608510



bianco lilla tricot
RAL 3108510



blu tennis
RAL 2307020



blu chiaro
RAL 2606030



blu zaffiro
RAL 5003




blu pallido
RAL 2308010



verde limone
RAL 1008060



filigrana verde
RAL 1207020



verde ghiaccio
RAL 1209030



alluminio brillante
RAL 9006



alluminio grigiastro
RAL 9007



grigio antracite
RAL 7016



antimicrobico
Questi colori hanno proprietà antimicrobiche.

Colori per l'imbottitura e per la verniciatura



Scoprite nuovi mondi cromatici

Con un totale di 19 colori per l'imbottitura e 18 colori per la verniciatura, la nostra gamma offre numerose possibilità di inserire accenti cromatici nei vostri studi.

Che sia sobria o allegra, classica o moderna, elegante o stravagante, da noi potrete trovare facilmente la varietà di colore desiderata.

Chiedeteci un consiglio!



Lasciatevi ispirare:
www.schmitz-medical.com

Raccomandiamo

Accessori per la pulizia dell'imbottitura

2026973




Modello n. Descrizione

2019878 **Detersivo speciale per similpelle**
(senza fig.) flacone spray 500 ml
(confezioni da 3 flaconi)

2026973 **Kit di pulizia per similpelle**
un flacone spray 500 ml e una spazzola

Informazioni dettagliate sulle procedure di pulizia e disinfezione del rivestimento sono riportate nelle istruzioni d'uso delle imbottiture.



Contatto

SCHMITZ medical GmbH
Zum Ostefeld 29
58739 Wickede (Ruhr)
Germania



Tutti i dispositivi contrassegnati con il marchio CE (MD) soddisfano, in combinazione con i nostri accessori, i requisiti del regolamento sui dispositivi medici 2017/745/UE (MDR) e della legge sull'adattamento dei dispositivi medici. Sono dispositivi medici che rientrano nella classe di rischio I.



Tutti i dispositivi contrassegnati con il semplice marchio CE soddisfano i requisiti della direttiva bassa tensione 2014/35/UE e dell'ordinanza sugli impianti elettrici.

Per conoscere le esatte destinazioni d'uso si consiglia di consultare anche il manuale di istruzioni.

tel. +49 (0)2377 84 0
fax +49 (0)2377 84 162
zentrale@schmitz-medical.com

Dipartimento esportazioni:
tel. +49 (0)2377 84 0
fax +49 (0)2377 84 135
export@schmitz-medical.com

Servizio tecnico, hotline:
tel. +49 (0)2377 84 549
fax +49 (0)2377 84 210
service@schmitz-medical.com

Per informazioni sulle nostre filiali in tutto il mondo si prega di visitare il nostro sito Internet:

www.schmitz-medical.com



* Questo articolo viene commercializzato con il nome del produttore originario.

Le nostre forniture si intendono franco fabbrica. Tutte le forniture sono effettuate attraverso i nostri partner autorizzati o succursali. Salvo modifiche alla produzione e alle dimensioni, sono possibili lievi differenze. Per motivi tecnici possono verificarsi variazioni del colore. La vendita degli articoli menzionati in questo catalogo non è autorizzata negli Stati Uniti.

Contributo spese 3,00 Euro.