



Ihr Partner für  
medizinisches Mobiliar



## A Sense of Company

Mehr als 90 Jahre Erfahrung machen SCHMITZ zu einem der international führenden Hersteller von medizintechnischen Produkten.

Tradition im Familienunternehmen wird gelebt. 18 Jahre durchschnittliche Betriebszugehörigkeit zeigen eine hohe Identifikation mit unseren Werten und der Firmenphilosophie.

Seit 2012 führen Friedrich und Matthias Schmitz das Unternehmen in der vierten Generation.

Wir bekennen uns zum Standort Deutschland und sind mit unserer Heimatregion tief verwurzelt. Wir entwickeln und fertigen hier.

Wir arbeiten mit Zulieferern, die zu 90 % aus Deutschland und zu 60 % aus der Region stammen.

## Made in Germany





## **A Sense of Care**

Wir verstehen und leben Dienstleistungen mit dem Anspruch einer hohen Kundenzufriedenheit. Von der Beratung über die Planung bis hin zur Einrichtung.


Wirtschaftlichkeit durch Langlebigkeit, das können Sie von uns erwarten.

Mit einem durchdachten Servicekonzept und einer umfassenden Betreuung steht SCHMITZ von Anfang an als Partner an Ihrer Seite.

### **Technischer Kundenservice**

T +49 (0)2377 84 550

[service@schmitz-medical.com](mailto:service@schmitz-medical.com)



● International über 80 Handelspartner

● Vertriebsniederlassungen

## SCHMITZ – weltweit vertreten







**varimed®**

**Liegen, Hocker, Vielzwecktische**

**Die unentbehrlichen Helfer für die tägliche Routine**

**Qualität und Langlebigkeit**

Hochwertige Materialien in Kombination mit erstklassiger Verarbeitungsqualität gewährleisten die Langlebigkeit unserer Produkte.

**Der Helfer im Alltag**

medi-net Vielzwecktisch – unser zuverlässiger Helfer begleitet Sie verlässlich durch den Tag.







---

Untersuchungsliege 211.1080.0  
Polster goldorange 106, Lackierung graualuminium RAL 9007



---

EKG-Untersuchungsliege 211.1310.0  
Polster lavendellila 107, Lackierung weißaluminium RAL 9006






Untersuchungsliege 211.1180.0  
Polsterfarbe eisblau 108, Lackierung grauweiß RAL 9002  
Untersuchungsliege 211.1180.0  
Polsterfarbe agavengrün 109, Lackierung grauweiß RAL 9002


## varimed® Liegen

<sup>1</sup> classic  
<sup>2</sup> comfort

Modell-Nr. Beschreibung




**211.1080.0 Untersuchungsliege<sup>3</sup> **  
Gestell aus Vierkantrrohr, pulverbeschichtet RAL 9002, RAL 9006 oder RAL 9007, Polster 50 mm, 2-teilig, Nivellierfüße, Kopfteilverstellung +40°, 680 x 650 mm (H x B), sichere Arbeitslast: 225 kg.



**211.1180.0 Untersuchungsliege<sup>3</sup> **  
Gestell aus Vierkantrrohr, pulverbeschichtet RAL 9002, RAL 9006 oder RAL 9007, Polster 70 mm, 2-teilig, Nivellierfüße, Kopfteilverstellung + 40°, 680 x 650 mm (H x B), sichere Arbeitslast: 225 kg.



**200.0970.0 Papierrollenhalter**  
für Papierrollen bis 500 mm Breite



**200.1030.0 Papierrolle**  
500 mm breit

**200.6500.0 Gestellbeschichtung**  
(o. Abb.) nach Farbkarte für 211.1080.0 und 211.1180.0

**200.4380.0 Nasenschlitz im Kopfteil**  
(o. Abb.) für Liege 211.1180.0

**200.4390.0 Füllstück für Nasenschlitz**  
(o. Abb.)



### Hinweis!


In der Orthopädie und für die Massage empfiehlt es sich, Liegen mit Längs- und Querverstrebung einzusetzen.

**Alle Liegenpolster mit Sicherheitsabstand zum Rahmen!**

- <sup>1</sup> 4 Farbtöne für Kunstlederbezüge in der Ausführung classic,
- <sup>2</sup> 15 Farbtöne in der Ausführung comfort (Aufpreis).  
Bitte Seite 40 beachten.
- <sup>3</sup> Serienmäßige Gestellbeschichtung grauweiß RAL 9002, weißaluminium RAL 9006 oder graualuminium RAL 9007.  
Bitte bei Bestellung angeben.

## varimed® Liegen

<sup>1</sup> classic  
<sup>2</sup> comfort




Modell-Nr. Beschreibung

### 211.1310.0 EKG-Untersuchungsliege<sup>3</sup>

Gestell aus Vierkantrrohr, pulverbeschichtet RAL 9002, RAL 9006 oder RAL 9007, mit Querverstrebung, Polster 70 mm, 2-teilig, Nivellierfüße, Kopfteilverstellung + 40°, 680 × 800 mm (H x B), sichere Arbeitslast: 225 kg.



200.0940.0 Papierrollenhalter  
für 800 mm breite Liegen



200.1030.0 Papierrolle  
500 mm breit

200.5100.0 Längsstrebe  
(o. Abb.) pulverbeschichtet RAL 9002, RAL 9006 oder RAL 9007,  
für 211.1310.0

200.5120.0 Längsstrebe  
(o. Abb.) pulverbeschichtet nach Farbkarte

200.6500.0 Gestellbeschichtung  
(o. Abb.) nach Farbkarte, für 211.1310.0

<sup>1</sup> 4 Farbtöne für Kunstlederbezüge in der Ausführung classic,  
<sup>2</sup> 15 Farbtöne in der Ausführung comfort (Aufpreis).  
Bitte Seite 40 beachten.

<sup>3</sup> Serienmäßige Gestellbeschichtung grauweiß RAL 9002,  
weißaluminium RAL 9006 oder graualuminium RAL 9007.  
Bitte bei Bestellung angeben.

Modell-Nr.	Beschreibung
<b>200.0000.0</b> (o. Abb.)	<b>Sonderanfertigung andere Höhen</b> bis max. 830 mm, ab 700 mm Höhe mit Quer- und Längsstrebe, für 211.1180.0 bis 211.1310.0.
<b>200.0010.0</b> (o. Abb.)	<b>Sonderanfertigung Fahrbarkeit</b> für 211.1180.0 bis 211.1310.0. 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 Rollen mit Totalfeststeller, elektrisch leitend, 1 Rolle mit Richtungsfeststeller, mit Wandabweisern Ø 150 mm, Längsverstrebung zur Stabilisierung. Rollen kontaktverfärbungs- und abriebfrei. (Angabe der gewünschten Gesamthöhe erforderlich)
<b>200.0020.0</b> (o. Abb.)	<b>Sonderanfertigung kleinere und größere Breiten<sup>4</sup></b> bis 150 mm (Maximalbreite 900 mm) für 211.1180.0 bis 211.1310.0.
<b>200.0030.0</b> (o. Abb.)	<b>Sonderanfertigung kleinere und größere Längen<sup>4</sup></b> bis 150 mm für 211.1180.0 bis 211.1310.0.

---


<sup>4</sup> Sollte beides, 200.0020.0 und 200.0030.0, anfallen,  
so wird der Aufpreis nur einmal berechnet.



Schwerlastliege 211.1330.1  
Polster karibikblau 82, Lackierung grauweiß RAL 9002

varimed® C€<sup>MD</sup>**Liegen**<sup>1</sup> classic  
<sup>2</sup> comfort

Modell-Nr. Beschreibung

**211.1330.1 Schwerlastliege<sup>3</sup> C€<sup>MD</sup>**

Gestell aus Vierkantrohr, pulverbeschichtet in RAL 9002, RAL 9006 oder RAL 9007, 2-teilig, Nivellierfüße, Kopfteilverstellung +40°, 680 × 800 mm (H x B), sichere Arbeitslast: 300 kg.

In fahrbarer Ausführung und in Sonderabmessungen nicht lieferbar!




**200.0940.0 Papierrollenhalter**  
für 800 mm breite Liegen



**200.1030.0 Papierrolle**  
500 mm breit

- <sup>1</sup> 4 Farbtöne für Kunstlederbezüge in der Ausführung classic,
- <sup>2</sup> 15 Farbtöne in der Ausführung comfort (Aufpreis).  
Bitte Seite 40 beachten.
- <sup>3</sup> Serienmäßige Gestellbeschichtung grauweiß RAL 9002, weißaluminium RAL 9006 oder graualuminium RAL 9007.  
Bitte bei Bestellung angeben.

varimed® **Fahrbare Liegen und Aufwachliegen**<sup>1</sup> classic  
<sup>2</sup> comfort

Modell-Nr. Beschreibung

**211.9301.0 Untersuchungs- und Massageliege<sup>3</sup>**

Gestell aus Vierkantrrohr, mit Quer- und Längsstrebe, pulverbeschichtet RAL 9002, RAL 9006 oder RAL 9007, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 Rollen mit Totalfeststeller, elektrisch leitend, 1 Rolle mit Richtungsfeststeller, mit Wandabweisern Ø 150 mm, Polster 70 mm, 2-teilig, Kopfteilverstellung +40°, 680 × 650 mm (H x B), sichere Arbeitslast: 225 kg


**Alle Liegenpolster  
mit Sicherheitsabstand  
zum Rahmen!**

- <sup>1</sup> 4 Farbtöne für Kunstlederbezüge in der Ausführung classic,
- <sup>2</sup> 15 Farbtöne in der Ausführung comfort (Aufpreis).  
Bitte Seite 40 beachten.
- <sup>3</sup> Serienmäßige Gestellbeschichtung grauweiß RAL 9002, weißaluminium RAL 9006 oder graualuminium RAL 9007.  
Bitte bei Bestellung angeben.




Modell-Nr. Beschreibung

**200.0970.0 Papierrollenhalter**  
für Papierrollen bis 500 mm Breite.




**200.1030.0 Papierrolle**  
500 mm breit.



**200.4900.0 1 Seitengitter und 1 Seitenschiene**  
verchromt, mit Befestigungskloben, für Vierkant-  
rohrliegen, absenkbar bis auf Polsterhöhe.  
Seitengitter auf Seitenschiene verschiebbar.

**200.0020.0 Sonderanfertigung größere Breite von 800 mm**  
(o. Abb.) für Liege 211.9301.0.



**200.5500.0 Ablagekorb**  
zum Einhängen an Längs- und Querstrebe,  
Korb 520 x 490 x 140 mm, aus Edelstahl.

**200.6500.0 Gestellbeschichtung**  
(o. Abb.) nach Farbkarte, für 211.9301.0.

Alle Rollen sind kontaktverfärbungs- und abriebfrei!



- Ergonomisches Arbeiten durch großen Höhenverstellbereich
- Bei Verstellung kein Versatz des Oberteiles
- Beinfreiheit durch ausgeformtes Unterteil



Sperrschalter zum Aktivieren und Deaktivieren des Bedienelements.




Wahlweise Hand- oder Fußbedienung für 211.4200.1 und 211.4210.1

varimed® C€<sup>MD</sup>

## Höhenverstellbare Untersuchungs- und Behandlungsliegen

<sup>1</sup> classic  
<sup>2</sup> comfort

Modell-Nr. Beschreibung




### 211.4100.0 Untersuchungs- und Behandlungsliege<sup>3</sup>

Hydraulische Höhenverstellung über beidseitigen Fußpumpenhebel von 500 bis 920 mm. Kopfteil über Gasfeder verstellbar von  $-20^\circ$  bis  $+40^\circ$ . Polster 70 mm, 2-teilig. Polsterbezug nach SCHMITZ-Farbkarte. Gestell pulverbeschichtet in weißaluminium RAL 9006, grau-aluminium RAL 9007 oder grauweiß RAL 9002. Unterteilabdeckung aus Kunststoff, silbergrau. Mit 4 Nivellierfüßen. Sichere Arbeitslast: 225 kg

### 211.4110.0 Untersuchungs- und Behandlungsliege<sup>3</sup>

Ausführung wie Untersuchungs- und Behandlungsliege 211.4100.0, jedoch 800 mm breit.



211.4200.1 + 200.0250.0 + 200.0400.0

### 211.4200.1 Untersuchungs- und Behandlungsliege<sup>3</sup>

Höhenverstellung elektromotorisch von 500 bis 920 mm über Fußbedienung, ein Sperrschalter aktiviert und deaktiviert das Bedienelement, Anschlusskabel 2,4 m mit Steckernetzteil, sonst Ausführung wie 211.4100.0. Auf Wunsch statt Fußbedienung auch Handbedienung ohne Mehrpreis lieferbar. Aus Sicherheitsgründen wird die Funktion der Höhenverstellbarkeit mittels Doppelklick auf Hand- oder Fußbedienung ausgelöst.

### 211.4210.1 Untersuchungs- und Behandlungsliege<sup>3</sup>

Ausführung wie Untersuchungs- und Behandlungsliege 211.4200.1, jedoch 800 mm breit.

- <sup>1</sup> 4 Farbtöne für Kunstlederbezüge in der Ausführung classic,
- <sup>2</sup> 15 Farbtöne in der Ausführung comfort (Aufpreis). Bitte Seite 40 beachten.
- <sup>3</sup> Serienmäßige Gestellbeschichtung grauweiß RAL 9002, weißaluminium RAL 9006 oder graualuminium RAL 9007. Bitte bei Bestellung angeben.

varimed® C€<sup>MD</sup>

## Höhenverstellbare Untersuchungs- und Behandlungsliegen

Modell-Nr. Beschreibung



**200.0250.0 Fahrbarkeit**  
4 geschlossene Doppelrollen Ø 100 mm,  
2 davon elektrisch leitend, Zentralfeststellung je Achse,  
1 Rolle mit Richtungsfeststeller.  
(Der Höhenverstellbereich bleibt gleich.)

**Fahrbarkeit zum Nachrüsten durch unseren Service  
verfügbar, bitte sprechen Sie uns an!**



**200.0400.0 Seitengitter, Paar**  
Länge: 990 mm, unter Liegeflächenniveau versenkbar,  
pulverbeschichtet in weißaluminium RAL 9006.



**200.0006.0 Halterung für Fußbedienung**  
für Untersuchungs- und Behandlungsliegen 211.4200.1  
und 211.4210.1, aus Stahl, pulverbeschichtet  
weißaluminium RAL 9006, mit gesicherter Montage  
gegen versehentliches Auslösen.

**200.0930.0 Papierrollenhalter**  
(o. Abb.) für Papierrolle bis 590 mm Breite.

**200.1030.0 Papierrolle**  
(o. Abb.) 500 mm breit.

**200.0410.0 Stoßschutz**  
(o. Abb.) aus Kunststoff, grau, an allen vier Polsterecken mon-  
tiert.

**200.0500.0 Nasenschlitz im Kopfteil**  
(o. Abb.)

**200.0510.0 Füllstück für Nasenschlitz**  
(o. Abb.)


Modell-Nr.	Beschreibung
<b>200.4402.0</b> (o. Abb.)	<b>Seitenschiene</b> beidseitig montierbar, 25 × 10 × 750 mm, sichere Arbeitslast 30 kg, nicht möglich in Kombination mit Seitengittern 200.0400.0, für 211.4100.0, 211.4110.0, 211.4200.1 und 211.4210.1.
<b>200.0251.0</b> (o. Abb.)	<b>EKG Abschirmung</b> mit je einem Potentialausgleichsstecker links und rechts sowie einer Abschirmplatte zur Reduzierung von Störgrößen, passend für 650 mm breite Liegen.
<b>200.0252.0</b> (o. Abb.)	<b>EKG Abschirmung</b> wie 200.0251.0, jedoch passend für 800 mm breite Liegen.
<b>200.6530.0</b> (o. Abb.)	<b>Gestellbeschichtung</b> nach Farbkarte.



## varimed® Drehhocker, Untersuchungssitze, Medizinisches Mobiliar

<sup>1</sup> classic  
<sup>2</sup> comfort


Modell-Nr. Beschreibung



### 222.2810.0 Drehhocker

5-strahliger Kunststoff-Fuß, schwarz, Säule verchromt, mit gebremsten Doppelrollen, für glatte/harte Böden, Höhenverstellung durch anatomic-Lift-Gasfeder, Handringauslösung.  
Sitz kunstlederbezogen, Doppelrollen für Teppichböden bei Bestellung angeben. Sichere Arbeitslast: 135 kg

### 200.8000.0 Gestell pulverbeschichtet nach Farbkarte Säule verchromt.





### 222.2760.0 Drehhocker

5-strahliger Aluminium-Fuß, poliert, Säule verchromt, mit gebremsten Doppelrollen für glatte/harte Böden, Höhenverstellung durch anatomic-Lift-Gasfeder, Handringauslösung.  
Sitz kunstlederbezogen. Doppelrollen für Teppichböden bei Bestellung angeben.  
Sichere Arbeitslast: 135 kg

- <sup>1</sup> 4 Farbtöne für Kunstlederbezüge in der Ausführung classic,  
<sup>2</sup> 15 Farbtöne in der Ausführung comfort (Aufpreis).  
Bitte Seite 40 beachten.

## varimed® Drehhocker, Untersuchungssitze, Medizinisches Mobiliar

<sup>1</sup> classic  
<sup>2</sup> comfort



Modell-Nr. Beschreibung

### 222.1550.0 Untersuchungssitz

Spezialpolstersitz mit Kunstlederbezug nach Farbkarte, Gasfederhöhenverstellung von 490 bis 690 mm, mit Fußringauslösung, 5-Fußkreuz pulverbeschichtet graualuminium RAL 9007, mit elektrisch leitenden Doppelrollen aus Kunststoff Ø 50 mm, für glatte / harte Böden, umlaufender schwarzer Stoßschutz.  
Sichere Arbeitslast: 135 kg

### 222.1570.0 Untersuchungssitz


Spezialpolstersitz mit Kunstlederbezug nach Farbkarte, Gasfederhöhenverstellung von 490 bis 690 mm, mit Fußringauslösung, Rückenlehne mit Kunstleder bezogen, 5-Fußkreuz pulverbeschichtet graualuminium RAL 9007, mit elektrisch leitenden Doppelrollen aus Kunststoff Ø 50 mm, für glatte/harte Böden, umlaufender schwarzer Stoßschutz.  
Sichere Arbeitslast: 135 kg

### 200.0011.0 Gebremste Rollen

bei Belastung gebremst, unbelastet frei beweglich.  
Passend für die Modelle 222.1550.0 und 222.1570.0

- <sup>1</sup> 4 Farbtöne für Kunstlederbezüge in der Ausführung classic,  
<sup>2</sup> 15 Farbtöne in der Ausführung comfort (Aufpreis).  
Bitte Seite 40 beachten.


<sup>1</sup> classic  
<sup>2</sup> comfort



Modell-Nr. Beschreibung

**221.1860.0 Untersuchungs- und Blutentnahmestuhl<sup>3</sup> c€<sup>MD</sup>**  
Gestell aus Vierkantrrohr, pulverbeschichtet RAL 9002, RAL 9006 oder RAL 9007. Sitz, Rückenlehne und Armlehnen kunstlederbezogen. Anlieferung in zerlegter Ausführung. Sichere Arbeitslast: 225 kg

**200.6610.0 Gestellbeschichtung**  
gemäß Farbkarte




**242.2351.0 Infusionsständer\* c€<sup>MD</sup>**  
Fahrbare 5-Fußkreuz-Konstruktion aus CrNi-Stahl 18/10, Doppelrollen Ø 50 mm, davon 2 Rollen mit Feststeller, elektr. leitend. Oberteil mit 4 Haken aus CrNi-Stahl, Tropfangglas, Einhandhöhenverstellung von 1350 bis 2150 mm, Stellfläche 635 mm. Sichere Arbeitslast pro Haken: 2 kg.

- <sup>1</sup> 3 Farbtöne für Kunstlederbezüge in der Ausführung classic (Aufpreis),
- <sup>2</sup> 15 Farbtöne in der Ausführung comfort (Aufpreis). Bitte Seite 40 beachten.
- <sup>3</sup> Serienmäßige Gestellbeschichtung grauweiß RAL 9002, weißaluminium RAL 9006 oder graualuminium RAL 9007. Bitte bei Bestellung angeben.



medi-net Vielzwecktisch 233.6060.0,  
Gestell graualuminium RAL 9007

## varimed® medi-net Vielzwecktisch



Modell-Nr.	Beschreibung
------------	--------------

<b>233.6060.0</b>	<b>medi-net Vielzwecktisch<sup>3</sup></b>
-------------------	--

	Gestell aus Vierkantrrohr, zerlegbar, pulverbeschichtet in grauweiß RAL 9002, weißaluminium RAL 9006 oder graualuminium RAL 9007, Schublade mit vormontierten kugelgelagerten schwarz verzinkten Präzisions-schienen, Tischplatte, Boden und Schubladenblende kunststofffurniert, perlweiß 60, Bügelgriff für Schubladenblende pulverbeschichtet in grauweiß RAL 9002, weißaluminium RAL 9006 oder graualuminium RAL 9007, 4 Doppelrollen Ø 75 mm. Der medi-net-Tisch 233.6060.0 kann zusätzlich zur vorhandenen Schublade mit maximal 2 Schubladen ausgestattet werden! Anlieferung in zerlegter Ausführung.
--	---

---

**medi-net  
sichere Arbeitslast**  
Gesamt: bis 50 kg  
Schubladen: bis 10 kg  
Tischplatte/Boden:  
bis 20 kg

<b>201.3000.0</b>	<b>1 Schublade</b> mit Bügelgriff, zusätzlich
-------------------	--

<b>200.6600.0</b>	<b>Gestell pulverbeschichtet nach Farbkarte</b>
-------------------	---

<b>200.6650.0</b>	<b>Bügelgriff pulverbeschichtet nach Farbkarte</b>
-------------------	--

---

<sup>3</sup> Serienmäßige Gestellbeschichtung grauweiß RAL 9002, weißaluminium RAL 9006 oder graualuminium RAL 9007. Bitte bei Bestellung angeben.



medi-net Vielweckttisch 233.6060.0  
mit Zubehör für Injektionsarbeitsplatz  
201.1170.0, 201.1610.0, 201.1700.0, 201.2600.0



medi-net Vielweckttisch 233.6060.0  
mit Zubehör für Ergometrie-arbeitsplatz  
201.1300.0 (ohne Geräte)



medi-net Vielweckttisch 233.6060.0 + 201.0050.0  
mit Zubehör für Heimdialyse 201.1800.0, 201.1250.0  
(ohne Geräte)



Injektionsmittelspender 201.1610.0



Injektionsmittelspender 201.1650.0



## varimed® Zubehör für medi-net Vielzahlstisch

Modell-Nr. Beschreibung


**201.3000.0 1 Schublade**  
(o. Abb.) mit Bügelgriff, Laufschiene, zur Nachrüstung  
(Innenmaße: 510 × 413 × 90 mm, B x T x H)


**201.0050.0 2 feststellbare Rollen**  
75 mm Ø.

**201.1300.0 Kabelausleger**  
und Befestigungskloben 201.1910.0, 16 mm Ø.

**201.1170.0 1 runde Schale**  
aus CNS 18/10, 320 mm Ø,  
mit Befestigungskloben 201.1900.0, 10 mm Ø.

**201.1250.0 Infusionsstange** CE MDD  
mit 4 Haken und Befestigungskloben 201.1920.0,  
18 mm Ø, 2-teilig, sichere Arbeitslast: pro Haken 2 kg.






Modell-Nr. Beschreibung


**201.1610.0 Injektionsmittelspender**

grau, First-in/First-out-system, mit Kombi-Set Tupferspender und -Befeuchter, zusätzlich 201.1700.0 Befestigungswinkel erforderlich.




**201.1640.0 Injektionsmittelspender**

grau, First-in/First-out-system, ohne Kombi-Set, zusätzlich 201.1700.0 Befestigungswinkel erforderlich.




**201.1650.0 Injektionsmittelspender**

grau, Entnahme und Bestückung von oben, mit Kombi-Set Tupferspender und -Befeuchter, zusätzlich 201.1700.0 Befestigungswinkel erforderlich.




**201.1660.0 Injektionsmittelspender**

grau, Entnahme und Bestückung von oben, ohne Kombi-Set, zusätzlich 201.1700.0 Befestigungswinkel erforderlich.



**201.1700.0 1 Paar Befestigungswinkel**

für Spender 201.1610.0, 201.1640.0, 201.1650.0 und 201.1660.0.



## varimed® Zubehör für medi-net Vielzwecktisch

Modell-Nr. Beschreibung

---

**201.1800.0 Konsole**  
aus CNS 18/10 mit Befestigungswinkeln.

---


**201.1900.0 Befestigungskloben**  
(o. Abb.) 10 mm Ø

---

**201.1910.0 Befestigungskloben**  
(o. Abb.) 16 mm Ø


---

**201.1920.0 Befestigungskloben**  
(o. Abb.) 18 mm Ø



Modell-Nr. Beschreibung


**201.2600.0 Ampullenöffner**  
Cupfix



**201.2700.0 varimed Entsorgungsboxen Set**  
1,5 Ltr., 20 Boxen aus Polypropylen mit rotem Deckel,  
mit Halterung.

**201.2710.0 varimed Entsorgungsboxen**  
(o. Abb.) 1,5 Ltr., Karton mit 100 Boxen, ohne Halterung.

**201.2720.0 Halterung**  
(o. Abb.) Ausführung wie 201.2700.0, jedoch ohne Boxen.  
(Halterungen für andere Systeme auf Anfrage)



**201.2800.0 Abfallsammler**  
mit Beutel in Rollenform, Gestell grauweiß  
pulverbeschichtet.

**201.2850.0 Ersatzbeutel**  
(o. Abb.) in Rollenform für 201.2800.0.

**varimed®**

## **Modell- und Materialbeschreibungen**

### **Liegen**

Stahlrohrrahmen 40 × 20 mm, Fußpaare 30 × 30 mm, pulverbeschichtet oder verchromt. Mit Nivellierfüßen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Kopfteil mit 2 Verstellrasten komplett aus Metall.

### **medi-net**

Gestell aus Stahlrohr 20 × 20 mm, pulverbeschichtet

### **Rollen**

Alle Rollen sind kontaktverfärbungs- und abriebfrei.

### **Schubladen**

Schubladen werden in kugelgelagerten Präzisionsschienen geführt.

### **Bügelgriffe**

Ergonomisch geformter Griff, Lochabstand 192 mm. Die Oberfläche ist beständig gegen Chemikalien und durch seine gerundete Form leicht zu reinigen und zu desinfizieren.

### **Lackierung**

Hochwertige Polyester-Pulverbeschichtung, hochglänzende Oberfläche, mit extremer Stoß- und Kratzfestigkeit, leicht zu reinigen, desinfektionsfest und klimabeständig.

### **Serienmäßige Beschichtung der Gestelle,**

pulverbeschichtet grauweiß RAL 9002, weißaluminium RAL 9006, graualuminium RAL 9007 oder verchromt. Bitte die Ausführungsbeschreibung der Modelle beachten.

### **Liegen, medi-net- und Hocker-Gestelle**

gegen Aufpreis auch farbig nach Farbpalette lieferbar.

### **Weitere Sonderbeschichtungen**

nach RAL auf Anfrage.

**Polsterung**

Schaumstoff auf Trägerplatte, mit erstklassigem, strapazierfähigem Kunstleder-Bezug in zwei Qualitäten, nahtlos verklebt. Liegenpolster mit Abstandshalter zum Rahmen.

**Ausführung comfort (gegen Aufpreis lieferbar): 15 Farbtöne**

Strapazierfähiges Material mit hoher Elastizität und Biegsamkeit für außerordentlich hohen Sitz- und Liegekomfort. Genarbte Oberfläche. Die Aufpreise 200.8500.0 / 200.8510.0 / 200.8520.0 / 200.8530.0 / 200.8540.0 / 200.8550.0 / 200.8560.0 wurden in den ausgewiesenen Preisen für die jeweiligen comfort-Ausführungen bereits berücksichtigt.

**Ausführung classic (ohne Aufpreis lieferbar): 4 Farbtöne**

Strapazierfähiges, elastisches Material. Glatte Oberfläche.

**Wir empfehlen:****Zubehör für die Polsterreinigung**

Modell-Nr.	Beschreibung
<b>2019878</b> (o. Abb.)	<b>Spezialreiniger für Kunstleder</b> Sprühflasche mit 500 ml Inhalt (Verpackungseinheit 3 Flaschen)
<b>2026973</b>	<b>Reinigungsset Polster</b> eine Sprühflasche mit 500 ml Inhalt und eine Bürste

Detaillierte Informationen zur Reinigung und Desinfektion der Polster finden Sie in unseren jeweiligen Gebrauchsanweisungen.

**Kunstleder comfort**

goldgelb 86



agavengrün 109



goldorange 106



milchkaffee 102



karminrot 92



sandbeige 101



himbeerrot 103



steingrau 96



eisblau 108



schiefergrau 97



karibikblau 82



titangrau 91



atlantikblau 83



blütenweiß 84



lavendellila 107

**Kunstleder classic**

weiß 53



silbergrau 55



ozean 52



schwarz 57

**Kunststoff**

silbergrau

**Lackierungen**grauweiß  
RAL 9002lotusrosa  
RAL 3608510limonengrün  
RAL 1008060reinweiß  
RAL 9010tricotfliederweiß  
RAL 3108510filigrangrün  
RAL 1207020seerosenweiß  
RAL 0758510tennisblau  
RAL 2307020eiskaltgrün  
RAL 1209030safranhellorange  
RAL 0608530hellblau  
RAL 2606030weißaluminium  
RAL 9006signalgelb  
RAL 1003saphirblau  
RAL 5003graualuminium  
RAL 9007blutorange  
RAL 2002bleichblau  
RAL 2308010anthrazitgrau  
RAL 7016

antimikrobiell

Diese Farben haben antimikrobielle Eigenschaften

## Polster- und Lackierungsfarben



### Entdecken Sie neue Farbwelten

Mit insgesamt 19 Polster- und 18 Lackierungsfarben haben Sie viele Möglichkeiten, in Ihren Räumen Farbakzente zu setzen.

Ob gedeckt oder fröhlich, klassisch oder modern, elegant oder extravagant – bei uns finden Sie garantiert schnell den passenden Farbton.

Wir beraten Sie auch gerne persönlich – sprechen Sie uns an!



Lassen Sie sich inspirieren:  
[www.schmitz-medical.com](http://www.schmitz-medical.com)



## Kontakt

SCHMITZ medical GmbH  
Zum Ostefeld 29  
58739 Wickede (Ruhr)

T +49 (0)2377 84 0

F +49 (0)2377 84 162

zentrale@schmitz-medical.com

Export:

T +49 (0)2377 84 0

F +49 (0)2377 84 135

export@schmitz-medical.com

Hotline Technischer Service:

T +49 (0)2377 84 550

F +49 (0)2377 84 210

service@schmitz-medical.com

Informationen zu weiteren  
Niederlassungen weltweit  
finden Sie auf unserer  
Internetseite:

[www.schmitz-medical.com](http://www.schmitz-medical.com)



Alle mit dem CE-MD-Zeichen gekennzeichneten Produkte, in Verbindung mit unserem Zubehör, entsprechen den Anforderungen der Medizinprodukteverordnung 2017/745/EU (MDR) sowie dem Medizinprodukteanpassungsgesetz und sind Medizinprodukte der Risikoklasse I.



Alle mit dem einfachen CE-Kennzeichen gekennzeichneten Produkte entsprechen den Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU sowie der Verordnung über elektrische Betriebsmittel.

Zu detaillierten Zweckbestimmungen beachten Sie bitte auch die Gebrauchsanweisung!



\* Dieser Artikel ist Handelsware, welcher unter dem OEM-Namen vertrieben wird.

Unsere Leistungen verstehen sich ab Werk. Lieferung über unsere Fachhandelspartner und Niederlassungen. Konstruktions- und Maßänderungen vorbehalten, alle angegebenen Maße sind ca.-Angaben. Farbabweichungen sind möglich. Die in diesem Katalog genannten Artikel sind nicht für den Verkauf in die USA zugelassen. Schutzgebühr 3,00 Euro.