



SCHMITZ

A SENSE OF CONFIDENCE

Su socio en
mobiliario de quirófano



A Sense of Company

Sus más de 90 años de experiencia convierten a SCHMITZ en uno de los fabricantes líderes a nivel mundial de productos técnicos sanitarios.

La tradición se vive en esta empresa familiar. La media de antigüedad en la empresa es de 18 años, lo que demuestra que nuestros empleados se sienten muy identificados con nuestros valores y filosofía.

Friedrich y Matthias Schmitz dirigen la empresa desde 2012 como cuarta generación.

Somos partidarios de mantener nuestra sede en Alemania y estamos profundamente arraigados a nuestra región de origen. Desarrollamos y producimos aquí.

Trabajamos con proveedores que proceden en un 90 % de Alemania y en un 60 % de la región.

Made in Germany





A Sense of Care

Entendemos y vivimos los servicios esperando conseguir la satisfacción plena de nuestros clientes. Desde el asesoramiento y la planificación hasta el montaje.


Durabilidad que genera rentabilidad, eso es lo que puede esperar de nosotros.

Con un concepto de servicio bien concebido y una atención completa, sobre todo después de la compra. SCHMITZ está a su lado desde el principio.

Servicio técnico de atención al cliente

tel. +49 (0)2377 84 549

service@schmitz-medical.com



● más que 80 asociados internacionales

● filiales

SCHMITZ – representada en todo el mundo





varimed®

El equipamiento adecuado para cualquier quirófano.

Mesas auxiliares para instrumental

Con ajuste de altura mediante pedal y con bomba hidráulica de primera calidad; es resistente a las cargas más pesadas propias de la rutina del quirófano.

Mesas para instrumental

Fabricadas en su totalidad con acero inoxidable 18/10 al cromo-níquel 18/10; a mano en todo momento gracias a las ruedas dobles de plástico de marcha suave.

Asientos para quirófano

Con anillo regulador y ruedas con freno para unos movimientos precisos, controlados y seguros. El ajuste de altura mediante muelle de gas y la opción de respaldo permiten trabajar de forma ergonómica durante periodos prolongados.

Soportes para recipientes de lavado y calienta-sueros

Uno o dos recipientes para calentar soluciones de enjuague; para trabajar en el quirófano con total garantía higiénica.

Otros accesorios de SCHMITZ

El catálogo se completa con taburetes para quirófano, peldaños con uno o dos escalones, soportes para cubos de basura y soportes para infusiones con ajuste de altura; el equipamiento completo para trabajar en el quirófano a la perfección.









222.1650.0

222.1670.0




222.1660.0

222.1680.0




varimed® Taburetes para quirófano

Referencia Descripción




222.1650.0 Taburete para quirófano

de acero inoxidable 18/10, acolchado especial con recubrimiento antiestático, regulación de altura por medio de un muelle a gas de 560 a 790 mm con anillo regulador, pata de 5 brazos con recubrimiento de polvo de resina, gris aluminio RAL 9007, ruedas dobles antiestáticas de plástico de 50 mm de diámetro, se puede desplazar libremente con carga, con protección anti-golpes en color negro. Carga de trabajo segura: 135 kg




222.1670.0 Taburete para quirófano

como 222.1650.0, pero con respaldo acolchado de material antiestático.



222.1660.0 Taburete para quirófano

de acero inoxidable 18/10, asiento en forma de silla de montar con acolchado antiestático, regulación de altura por medio de un muelle a gas de 560 a 790 mm con anillo regulador, pata de 5 brazos con recubrimiento de polvo de resina, gris aluminio RAL 9007, ruedas dobles antiestáticas de plástico de 50 mm de diámetro, se puede desplazar libremente con carga, con protección anti-golpes en color negro. Carga de trabajo segura: 135 kg



222.1680.0 Taburete para quirófano

como 222.1660.0, pero con respaldo acolchado de material antiestático.

200.0011.0 Ruedas de frenado

(sin il.)

para asientos para quirófano 222.1650.0 a 222.1680.0.
Las ruedas se frenan bajo carga y no se mueven, pero se desplazan libremente cuando no tienen carga.


Sobreprecio





varimed® Taburetes para quirófano

Referencia Descripción



222.1530.0 Taburete para quirófano

Pata de 5 brazos de acero al cromo-níquel 18/10, con ruedas dobles antiestáticas de 50 mm de diámetro, asiento acolchado con recubrimiento antiestático.


Regulación de la altura de 485 a 655 mm por medio de un husillo roscado con tope de seguridad, asiento de 350 mm de diámetro.

Carga de trabajo segura: 135 kg



Gracias a su base aplanada, la mesa auxiliar para instrumental se puede colocar cómodamente debajo de una mesa de operaciones móvil.

varimed® Mesas auxiliares para instrumental



Referencia	Descripción
------------	-------------

232.4210.0	<p>Mesa auxiliar para instrumental con bomba de pedal; ajuste de altura mediante pedal de 950 a 1.350 mm; tablero embutido sin fisuras de acero inoxidable 18/10, 700 × 500 mm, extraíble, bordes y esquinas redondeados; tubo vertical y bastidor de acero inoxidable 18/10; base aplanada por un lado; ruedas dobles cerradas Ø 75 mm, de plástico, con rodamientos de bolas, electroconductoras, inoxidable.</p> <p>Carga de trabajo segura: 15 kg</p>
-------------------	--

- Posicionamiento en poco espacio gracias a su base aplanada.
- Los instrumentos están al alcance de la mano de inmediato.
- Menos riesgo de tropezar.
- Amplio ajuste de altura mediante pedal.

200.0012.0	2 ruedas de frenado
-------------------	----------------------------


Sobreprecio





varimed® Mesas auxiliares para instrumental

Referencia Descripción




232.4170.0 Mesa auxiliar para instrumental

con bomba a pedal, regulación de altura por medio de una palanca de 950 a 1.350 mm, superficie de la mesa con borde, de acero al cromo-níquel 18/10, 700 × 500 mm, desmontable, 360° giratoria y fijable en cualquier posición, con cantos redondeados, soporte y bastidor de acero al cromo-níquel 18/10, base de apoyo con recubrimiento de acero al cromo-níquel, ruedas dobles de plástico de 75 mm de diámetro, con rodamiento a bolas, antiestáticas, inoxidable. Carga de trabajo segura con la tabla en cualquier posición: 30 kgs

- Superficies electropulidas, con mejores propiedades de limpieza y desinfección
- El tablero puede girarse 360° incluso con una carga de 30 kg
- Bomba hidráulica de alta calidad que resiste las pruebas de resistencia más rigurosas
- Altura regulable en un intervalo de 400 mm, que pueden alcanzarse accionando la bomba sólo 25 veces
- Placa de cobertura de bordes redondeados para evitar el riesgo de lesiones para el personal

232.4180.0 Mesa auxiliar para instrumental

ídem, pero superficie de 600 × 400 mm.



232.4190.0 Mesa auxiliar para instrumental

igual que el modelo 232.4170.0, pero con regulación de altura de 800 a 1.200 mm.

232.4200.0 Mesa auxiliar para instrumental

igual que el modelo 232.4170.0, pero superficie de 600 × 400 mm y regulación de altura de 800 a 1.200 mm.

200.0012.0 2 ruedas de frenado


Sobreprecio






varimed® Mesas auxiliares para instrumental, mesa para brazos y mano

Referencia	Descripción
------------	-------------




232.4260.0 Mesa auxiliar para instrumental

de acero inoxidable 18/10, bastidor de acero al cromo-níquel 18/10, superficie de acero al cromo-níquel 18/10 de 600 x 400 mm, no giratoria, regulable manualmente en altura de 900 a 1.320 mm, ruedas dobles antiestáticas de plástico de 50 mm de diámetro. Carga de trabajo segura: 12 kgs



232.4270.0 Mesa auxiliar de instrumental*

regulable manualmente en altura de 800 – 1.200 mm. Bastidor de acero al cromo-níquel 18/10, con bandeja de acero al cromo-níquel con superficie antirreflectante y resistente a desinfectantes. Con 4 ruedas antiestáticas de 75 mm de diám., multidireccionales, las cuales no dejan huellas de color en el suelo, 2 de ellas con freno. Carga de trabajo segura: 30 kgs



232.4460.0 Mesa para brazos y mano* CEMD

Bastidor de acero al cromo-níquel 18/10, con bandeja radiotransparente y ajustable en todas las direcciones. Regulable en altura manualmente de 650 – 950 mm. Con 4 ruedas antiestáticas de 75 mm de diám., las cuales no dejan huellas de color en el suelo, 4 de ellas con freno. Carga de trabajo segura: 40 kgs

200.4110.0 Acolchado*

antiestático, radiotransparente, desmontable. Medidas 450 x 450 x 30 mm para la mesa para brazos y mano 232.4460.0.



232.5410.0


232.5610.0





varimed® Mesas de instrumental

Referencia Descripción




232.5210.0 Mesa de instrumental

Bastidor de tubo cuadrado de acero al cromo-níquel 18/10, bastidor con bordes, superficies desmontables de 600 × 450 mm de acero al cromo-níquel 18/10, altura de la mesa 800 mm, ruedas dobles antiestáticas, inoxidable, de plástico de 75 mm de diám., 2 de ellas con freno, con 4 discos protectores. Las ruedas no dejan manchas de color en el suelo. Carga de trabajo segura por balda: 50 kgs

232.5220.0 Mesa de instrumental

igual que el modelo 232.5210.0, pero altura de la mesa 900 mm.




232.5310.0 Mesa de instrumental

Bastidor de tubo cuadrado de acero al cromo-níquel 18/10, superficie superior con borde perimetral de acero al cromo-níquel de 650 × 500 mm, superficie inferior de acero al cromo-níquel de 600 × 450 mm, superficies desmontables, altura de la mesa 800 mm, ruedas dobles antiestáticas, inoxidable, de plástico de 75 mm de diám., 2 de ellas con freno, con 4 discos protectores. Las ruedas no dejan manchas de color en el suelo. Carga de trabajo segura por balda: 50 kgs

232.5320.0 Mesa de instrumental

igual que el modelo 232.5310.0, pero altura de la mesa 900 mm.




232.5410.0 Mesa de instrumental

Bastidor de tubo cuadrado de acero al cromo-níquel 18/10, bastidor con bordes, superficies desmontables de 700 × 600 mm de acero al cromo-níquel 18/10, altura de la mesa 800 mm, ruedas dobles antiestáticas, inoxidable, de plástico de 75 mm de diám., 2 de ellas con freno, con 4 discos protectores. Las ruedas no dejan manchas de color en el suelo. Carga de trabajo segura por balda: 50 kgs

232.5420.0 Mesa de instrumental

igual que el modelo 232.5410.0, pero altura de la mesa 900 mm.




Referencia Descripción

232.5510.0 Mesa de instrumental

Bastidor de tubo cuadrado de acero al cromo-níquel 18/10, superficie superior con borde perimetral de acero al cromo-níquel de 750 × 650 mm, superficie inferior de acero al cromo-níquel de 700 × 600 mm, superficies desmontables, altura de la mesa 800 mm, ruedas dobles antiestáticas, inoxidable, de plástico de 75 mm de diám., 2 de ellas con freno, con 4 discos protectores. Las ruedas no dejan manchas de color en el suelo. Carga de trabajo segura por balda: 50 kgs

232.5520.0 Mesa de instrumental

igual que el modelo 232.5510.0, pero altura de la mesa 900 mm.




232.5610.0 Mesa de instrumental

Bastidor de tubo cuadrado de acero al cromo-níquel 18/10, bastidor con bordes, superficies desmontables de 900 × 600 mm de acero al cromo-níquel 18/10, altura de la mesa 800 mm, ruedas dobles antiestáticas, inoxidable, de plástico de 75 mm de diám., 2 de ellas con freno, con 4 discos protectores. Las ruedas no dejan manchas de color en el suelo. Carga de trabajo segura por balda: 50 kgs

232.5620.0 Mesa de instrumental

igual que el modelo 232.5610.0, pero altura de la mesa 900 mm.



232.5710.0 Mesa de instrumental

Bastidor de tubo cuadrado de acero al cromo-níquel 18/10, superficie superior con borde perimetral de acero al cromo-níquel de 950 × 650 mm, superficie inferior de acero al cromo-níquel de 900 × 600 mm, superficies desmontables, altura de la mesa 800 mm, ruedas dobles antiestáticas, inoxidable, de plástico de 75 mm de diám., 2 de ellas con freno, con 4 discos protectores. Las ruedas no dejan manchas de color en el suelo. Carga de trabajo segura por balda: 50 kgs

232.5720.0 Mesa de instrumental

igual que el modelo 232.5710.0, pero altura de la mesa 900 mm.



242.1250.0



242.1350.0



242.1310.0




Termostato de seguridad 242.1310.0




varimed® Soportes para recipientes de lavado

Referencia Descripción




242.1250.0 Soporte para recipientes de lavado*
Bastidor de acero al cromo-níquel 18/10, desensamblado, un recipiente de acero al cromo-níquel 18/10, 6 litros de capacidad, ruedas de 50 mm de diámetro, antiestáticas, altura 815 mm.



200.3070.0 Recipiente de lavado*
solo, de acero al cromo-níquel 18/10.

242.1350.0 Soporte para recipientes de lavado*
Bastidor de acero al cromo-níquel 18/10, desensamblado, dos recipientes de acero al cromo-níquel 18/10, de 6 litros de capacidad cada uno, ruedas dobles antiestáticas de plástico de 50 mm de diám., altura 815 mm.



200.3070.0 Recipiente de lavado*
solo, de acero al cromo-níquel 18/10.

242.1310.0 Calienta-sueros C€^{MD}
con calefacción para sueros fisiológicos, temperatura regulable desde 35 °C hasta un máximo de 60 °C mediante teclado con indicación óptica de la temperatura seleccionada y termostato de control. Placa térmica con recubrimiento de teflón para una limpieza fácil. Altura regulable con muelle de gas. Soporte de acero cromo-níquel con 5 ruedas de plástico de 75 mm de diámetro, inoxidable, con freno, 3 de ellas antiestáticas. Cubeta de acero al cromo-níquel de 5 litros de capacidad, con indicación del contenido en litros. Con conexión equipotencial. Para conexión a 230 V/50 Hz. Consumo 400 W. Con cable de conexión de calidad EPR de 5 metros de largo y enchufe.

200.5600.0 Cubeta de 5 litros de capacidad C€^{MD}
adicional, de acero al cromo-níquel 18/10, con indicación del contenido en litros.

200.5610.0 Anillo de fijación C€^{MD}
(sin il.) para paños estériles.

! Por razones de seguridad, utilice solamente recipientes originales de SCHMITZ.



242.2350.0



251.1020.0

251.1010.0

251.1040.0

251.1030.0



242.2351.0




252.1180.0

252.1190.0

varimed® Peldaños, soportes para cubo de basura

Referencia Descripción


251.1010.0 Peldaño
Bastidor de acero al cromo-níquel 18/10, superficie ondulada de acero al cromo-níquel 18/10, patas de apoyo antiestáticas, altura 240 mm. Carga de trabajo segura: 185 kgs.




251.1030.0 Peldaño
ídem 251.1010.0, altura 120 mm.

251.1040.0 Peldaño
ídem 251.1010.0, altura 300 mm.

251.1020.0 Peldaño
Bastidor de acero al cromo-níquel 18/10, de dos alturas, superficie ondulada de acero al cromo-níquel 18/10, patas de apoyo antiestáticas. Carga de trabajo segura: 185 kgs.



252.1180.0 Soporte para cubo de basura
cubo de 12 litros de capacidad de acero al cromo-níquel 18/10 desmontable, bastidor de acero al cromo-níquel 18/10 con un borde de PVC alrededor, ruedas de 50 mm de diámetro, antiestáticas, altura del soporte 230 mm.




252.1190.0 Soporte para cubo de basura
Igual que el modelo 252.1180.0, con mango para empujar, de acero al cromo-níquel 18/10.



200.1370.0 Tapa para cubo
de acero al cromo-níquel 18/10.



200.1350.0 Cubo adicional de 12 litros de capacidad
de acero al cromo-níquel 18/10.




varimed®
**Mobiliario médico auxiliar para ambulatorios
 y quirófanos – Accesorios**



Referencia	Descripción
200.4110.0	Acolchado antiestático* radiotransparente, para mesa de operaciones de mano y de brazo 232.4460.0.
200.3070.0	Recipiente de lavado* para soportes para recipientes de lavado 242.1250.0 y 242.1350.0, de acero al cromo-níquel 18/10, diám. 320 mm, altura 130 mm.
200.5600.0 (sin il.)	Cubeta de acero al cromo-níquel, para caliente-sueros 242.1310.0.
200.5610.0 (sin il.)	Anillo de fijación para paños estériles, para caliente-sueros 242.1310.0.


varimed® C€^{MD}

Soportes para infusiones



Referencia	Descripción
------------	-------------

242.2350.0	Soporte para infusiones* Bastidor de acero al cromo-níquel 18/10, desensamblado, pie de 5 brazos, parte superior con 4 ganchos, recipiente recoge gotas, ruedas de 50 mm de diámetro, antiestáticas, regulación de la altura de 1300 a 2120 mm con una sola mano. Carga de trabajo segura por gancho: 2 kgs.
-------------------	---



242.2351.0	Soporte para infusiones* Bastidor de acero al cromo-níquel 18/10, desensamblado, pie de 5 brazos, parte superior con 4 ganchos, recipiente recoge gotas, ruedas de 50 mm de diámetro, antiestáticas, regulación de la altura de 1350 a 2150 mm con una sola mano, huella de 635 mm. Carga de trabajo segura por gancho: 2 kgs.
-------------------	---



varimed®

Mobiliario médico auxiliar para ambulatorios y quirófanos – Descripción de materiales

Bastidores de acero al cromo-níquel 18/10, de sección cuadrada o redonda, electropulidos.

Encimeras y revestimientos de acero al cromo-níquel, cepillado.

Las ruedas no dejan manchas de color en el suelo.

Acolchados de los taburetes de gomaespuma, con revestimiento de piel artificial en color negro, antiestático.



Contacto

SCHMITZ medical GmbH
Zum Ostefeld 29
58739 Wickede (Ruhr)
Alemania



Todos los productos con la etiqueta CE-MD que se combinen con nuestros accesorios cumplen los requisitos del Reglamento sobre productos sanitarios 2017/745/UE, así como la Ley de enmienda de productos sanitarios, y son productos sanitarios de la clase de riesgo I.



Todos los productos con la etiqueta CE cumplen los requisitos de la Directiva de baja tensión 2014/35/UE, así como la Directiva sobre material eléctrico.

En el manual de instrucciones encontrará una explicación detallada del uso previsto.

tel. +49 (0)2377 84 0
fax +49 (0)2377 84 162
zentrale@schmitz-medical.com

Departamento de Exportación:
tel. +49 (0)2377 84 0
fax +49 (0)2377 84 135
export@schmitz-medical.com

Servicio técnico, línea directa:
tel. +49 (0)2377 84 549
fax +49 (0)2377 84 210
service@schmitz-medical.com

En nuestras páginas de internet podrá encontrar información sobre nuestras sucursales en todo el mundo.

www.schmitz-medical.com



* Este artículo es mercancía de comercio, que se vende con el nombre de OEM.

Nuestras prestaciones se entienden ex fábrica. Todas entregas se realizarán mediante nuestros socios autorizados o nuestras sucursales. Salvo modificaciones constructivas y dimensionales, se admiten pequeñas diferencias técnicas. Respecto a los colores de la tabla, puede haber variaciones por razones técnicas. Los artículos mencionados en este catálogo no están autorizados para su venta en los Estados Unidos.

Contribución simbólica 3,00 Euro.