



Votre partenaire  
pour le mobilier médical



## A Sense of Company

Forte plus de 90 ans d'expérience, l'entreprise SCHMITZ a su se hisser parmi les premiers fabricants de produits médico-techniques au niveau international.

Dans cette entreprise familiale, la tradition est une véritable vocation. En moyenne, nos collaborateurs sont au service de l'entreprise depuis 18 ans, prouvant leur attachement à nos valeurs et à la philosophie de l'entreprise.

En 2012, Friedrich et Matthias Schmitz, représentant la 4e génération, ont repris les rênes de l'entreprise.

Nous nous revendiquons comme une entreprise allemande et sommes bien ancrés dans notre région d'origine. Nous développons et produisons ici.


Nous travaillons avec des fournisseurs à 90 % allemands et provenant à 60 % de la région.

## Made in Germany



---

*'La transmission à la nouvelle génération a toujours été et restera toujours un grand événement chez nous.'*





## **A Sense of Care**

Nous comprenons les besoins de nos clients ; nous proposons donc des services et les réalisons en ayant à cœur de les satisfaire au mieux. Depuis le conseil jusqu'à la mise en place en passant par la planification.


Ce que vous pouvez attendre de nos produits : un bon retour sur investissement de par une longue durée de vie.

Mais ce n'est pas tout : un concept de service bien pensé et un accompagnement après achat très complet. Dès le début, SCHMITZ se tient à vos côtés en tant que partenaire.

### **Service d'assistance technique client**

tél. +49 (0)2377 84 549

[service@schmitz-medical.com](mailto:service@schmitz-medical.com)



● plus de 80 partenaires internationaux

● succursales

## SCHMITZ – représenté partout dans le monde









**varimed®**

**Divans, tabourets, chariots multi-usages  
et sièges d'examen**

**Des assistants indispensables dans  
la routine quotidienne.**

**Qualité et longue durée de vie**

Confectionnés dans des matériaux haut de gamme et  
bénéficiant d'une finition de très bonne qualité,  
nos produits offrent une grande longévité.

**L'assistant du quotidien**

Chariot multi-usages medi-net – notre assistant éprouvé vous  
accompagne en toute fiabilité tout au long de la journée.







Divan d'examen 211.1080.0  
rembourrage orange doré 106, châssis thermolaqué aluminium gris RAL 9007



Divan d'examen, pour ECG 211.1310.0  
rembourrage violet lavande 107, châssis thermolaqué aluminium blanc RAL 9006





Divan d'examen et de massages 211.9301.0  
rembourrage carmin 92, châssis thermolaqué aluminium gris RAL 9007



2 pces Barres latérales 200.4900.0




Divan d'examen 211.1180.0  
rembourrage bleu glace 108, châssis thermolaqué blanc gris RAL 9002  
Divan d'examen 211.1180.0  
rembourrage vert agave 109, châssis thermolaqué blanc gris RAL 9002

varimed® 


## Divans

<sup>1</sup> classic  
<sup>2</sup> comfort

N° modèle Description

**211.1080.0** Divan d'examen<sup>123</sup> 

châssis en tube d'acier de section carrée, revêtement thermolaqué RAL 9002, RAL 9006 ou RAL 9007, matelas de 50 mm, en deux parties, vis de niveau, appui-tête réglable jusqu'à +40°, 680 × 650 mm (h x l).  
Charge maximale d'utilisation : 225 kg

**211.1180.0** Divan d'examen<sup>123</sup> 

châssis en tube d'acier de section carrée, revêtement thermolaqué RAL 9002, RAL 9006 ou RAL 9007, matelas de 70 mm, en deux parties, vis de niveau, appui-tête réglable jusqu'à +40°, 680 × 650 mm (h x l).  
Charge maximale d'utilisation : 225 kg


**200.0970.0** Porte-rouleau de papier  
pour rouleaux de 500 mm de large**200.1030.0** Rouleau de papier  
500 mm de large**200.6500.0** Revêtement différent pour châssis  
(sans ill.) selon notre nuancier, pour 211.1080.0 et 211.1180.0 **Supplément****200.4380.0** Appui-tête avec fente nasale  
(sans ill.) pour le modèle 211.1180.0 **Supplément**


**Note :**  
Nous recommandons d'utiliser les divans avec entretoise transversale et longitudinale pour l'orthopédie et pour les massages.

**Tous les divans sont équipés de pièces d'écartement qui se trouvent entre le matelas et le châssis.**

**200.4390.0** Bouchon pour la fente nasale  
(sans ill.)

- <sup>1</sup> 4 coloris pour le rembourrage dans la qualité classic (sans supplément).
- <sup>2</sup> 15 coloris dans la qualité comfort (moyennant supplément). SVP, voir la page 40.
- <sup>3</sup> Revêtement standard du châssis gris-blanc 9002, aluminium blanc RAL 9006 ou aluminium gris RAL 9007. SVP, indiquez la couleur souhaitée lors de votre commande.

varimed® **Divans**<sup>1</sup> classic  
<sup>2</sup> comfort

N° modèle	Description	
<b>211.1310.0</b>	<b>Divan d'examen, pour ECG<sup>123</sup></b> 	
	châssis en tube d'acier de section carrée, avec entretoise transversale, revêtement thermolaqué RAL 9002, RAL 9006 ou RAL 9007, matelas de 70 mm, en deux pièces, vis de niveau, appui-tête réglable jusqu'à +40°, 680 x 800 mm (h x l). Charge maximale d'utilisation : 225 kg.	
<b>200.0940.0</b>	<b>Porte-rouleau de papier</b> pour divans de 800 mm de large	
<b>200.1030.0</b>	<b>Rouleau de papier</b> 500 mm de large	
<b>200.5100.0</b> (sans ill.)	<b>Entretoise longitudinale</b> additionnelle, revêtement thermolaqué RAL 9002, RAL 9006 ou RAL 9007 pour 211.1310.0	
<b>200.5120.0</b> (sans ill.)	<b>Entretoise longitudinale,</b> additionnelle, revêtement thermolaqué selon notre nuancier	
<b>200.6500.0</b> (sans ill.)	<b>Revêtement différent pour châssis</b> selon notre nuancier, pour 211.1310.0	<b>Supplément</b>

<sup>1</sup> 4 coloris pour le rembourrage dans la qualité classic (sans supplément).

<sup>2</sup> 15 coloris dans la qualité comfort (moyennant supplément). SVP, voir la page 40.

<sup>3</sup> Revêtement standard du châssis gris-blanc 9002, aluminium blanc RAL 9006 ou aluminium gris RAL 9007. SVP, indiquez la couleur souhaitée lors de votre commande.



N° modèle	Description	
<b>200.0000.0</b> (sans ill.)	<b>Hauteur spéciale</b> jusqu'à max. 830 mm (à partir de 700 mm, avec entretoise transversale et longitudinale) pour modèles 211.1180.0 – 211.1310.0.	<b>Supplément</b>
<b>200.0010.0</b> (sans ill.)	<b>Mobilité</b> pour modèles 211.1180.0 - 211.1310.0, 4 roulettes, 125 mm de diam., dont 2 avec blocage total, antistatiques, et 1 roulette directionnelle, avec disques de protection de mur, 150 mm de diam., entretoise pour la stabilité. Toutes les roulettes n'encrassent pas le sol. SVP, nous préciser la hauteur totale désirée du divan à la commande.	<b>Supplément</b>
<b>200.0020.0</b> (sans ill.)	<b>Largeur spéciale<sup>4</sup></b> +/- 150 mm (largeur max. 900 mm) pour modèles 211.1180.0 – 211.1310.0	<b>Supplément<sup>4</sup></b>
<b>200.0030.0</b> (sans ill.)	<b>Longueur spéciale<sup>4</sup></b> +/- 150 mm pour modèles 211.1180.0 – 211.1310.0	<b>Supplément<sup>4</sup></b>

<sup>4</sup> Pour les divans d'une largeur ET longueur spéciale,  
le supplément ne s'applique qu'une fois !




Divan pour patient obèse 211.1330.1  
rembourrage bleu caraïbes 82, châssis thermolaqué blanc gris RAL 9002

varimed® C€<sup>MD</sup>

## Divans

<sup>1</sup> classic  
<sup>2</sup> comfort

N° modèle Description



**211.1330.1 Divan pour patient obèse<sup>123</sup> C€<sup>MD</sup>**

châssis en tube d'acier de section carrée, revêtement thermolaqué RAL 9002, RAL 9006 ou RAL 9007, avec entretoise transversale et longitudinale, vis de niveau, matelas de 70 mm, en deux parties, appui-tête réglable jusqu'à +40°, 680 x 800 mm (h x l).  
 Charge maximale d'utilisation : 300 kg.  
 Mobilité et dimensions spéciales non disponibles !



**200.0940.0 Porte-rouleau de papier**  
 pour divans 800 mm de large




**200.1030.0 Rouleau de papier**  
 500 mm de large

- <sup>1</sup> 4 coloris pour le rembourrage dans la qualité classic (sans supplément).
- <sup>2</sup> 15 coloris dans la qualité comfort (moyennant supplément). SVP, voir la page 40.
- <sup>3</sup> Revêtement standard du châssis gris-blanc 9002, aluminium blanc RAL 9006 ou aluminium gris RAL 9007. SVP, indiquez la couleur souhaitée lors de votre commande.

varimed® CEMD

## Divans d'examen et divans de réveil mobiles

<sup>1</sup> classic  
<sup>2</sup> comfort



N° modèle	Description
-----------	-------------

<b>211.9301.0</b>	<b>Divan d'examen et de massages<sup>123</sup></b>
-------------------	--

	châssis en tube d'acier de section carrée, revêtement thermolaqué RAL 9002, RAL 9006 ou RAL 9007, avec entretoise transversale et longitudinale, mais avec 4 roulettes 125 mm de diam., dont 2 avec blocage total, antistatiques, et 1 roulette directionnelle, avec disques de protection de mur 150 mm de diam., hauteur du divan 680 mm. Matelas de 70 mm, en deux parties, appui-tête réglable jusqu'à +40°, 680 x 650 mm (h x l). Charge maximale d'utilisation : 225 kg
--	---

Tous les divans sont équipés de pièces d'écartement qui se trouvent entre le matelas et le châssis.

- <sup>1</sup> 4 coloris pour le rembourrage dans la qualité classic (sans supplément).
- <sup>2</sup> 15 coloris dans la qualité comfort (moyennant supplément). SVP, voir la page 40.
- <sup>3</sup> Revêtement standard du châssis gris-blanc 9002, aluminium blanc RAL 9006 ou aluminium gris RAL 9007. SVP, indiquez la couleur souhaitée lors de votre commande.






N° modèle Description

**200.0970.0** **Porte-rouleau de papier**  
pour rouleaux de 500 mm de large.



**200.1030.0** **Rouleau de papier**  
500 mm de large.




**200.4900.0** **1 barre latérale<sup>3</sup> et 1 rail latéral**  
chromée, avec étau, pour divans en tube  
d'acier de section carrée, peut être abaissée  
jusqu'au niveau du rembourrage et déplacée  
horizontalement sur le rail.

**pièce**

**200.0020.0** **Largeur spéciale de 800 mm**  
(sans ill.) pour 211.9301.0.

**Supplément**



**200.5500.0** **Panier de réception**  
à accrocher aux entretoises transversales  
ou longitudinales, panier : 520 × 490 × 140 mm,  
en acier inox.

**200.6500.0** **Revêtement différent pour châssis**  
(sans ill.) selon notre nuancier, pour 211.9301.0.

**Supplément**

Toutes les roulettes ne n'encrassent pas le sol.



- Travail ergonomique grâce à l'étendue de réglage en hauteur
- Pas de déport du plateau lors du réglage en hauteur
- Le châssis moulé laisse suffisamment d'espace pour les jambes



Interrupteur de coupure pour l'activation/désactivation de l'élément de commande.




À choix : commande manuelle ou commande au pied.  
pour 211.4200.1 et 211.4210.1

varimed® C€<sup>MD</sup>

## Divans d'examen et de traitement à hauteur réglable

<sup>1</sup> classic  
<sup>2</sup> comfort

N° modèle Description




### 211.4100.0 Divan d'examen et de traitement<sup>123</sup>

réglage hydraulique en hauteur de 500 à 920 mm par pédale. Réglage du repose-tête par vérin à gaz de -20° à +40°. Matelas de 70 mm, en deux parties, revêtement en similicuir selon le nuancier SCHMITZ. Revêtement du cadre thermolaqué en aluminium blanc RAL 9006, aluminium gris RAL 9007 ou blanc gris RAL 9002. Revêtement du châssis en matière plastique, gris argenté. Avec 4 pieds de niveau. Charge maximale d'utilisation : 225 kg

### 211.4110.0 Divan d'examen et de traitement<sup>123</sup>

comme 211.4100.0, mais largeur 800 mm.



211.4200.1 + 200.0250.0 + 200.0400.0

### 211.4200.1 Divan d'examen et de traitement<sup>123</sup>

réglage électrique en hauteur de 500 à 920 mm par commande au pied, interrupteur de coupure pour l'activation/désactivation de l'élément de commande, câble d'alimentation de 2.40 m avec prise, pour le reste, comme 211.4100.0. Sur demande, avec commande manuelle au lieu de la commande au pied. Pour des raisons de sécurité, la fonction de réglage de la hauteur est céclenchée par un double clic sur la commande manuelle ou la commande au pied.

### 211.4210.1 Divan d'examen et de traitement<sup>123</sup>

comme 211.4200.1, mais largeur 800 mm.

- <sup>1</sup> 4 coloris pour le rembourrage dans la qualité classic (sans supplément).
- <sup>2</sup> 15 coloris dans la qualité comfort (moyennant supplément). SVP, voir la page 40.
- <sup>3</sup> Revêtement standard du châssis gris-blanc 9002, aluminium blanc RAL 9006 ou aluminium gris RAL 9007. SVP, indiquez la couleur souhaitée lors de votre commande.

varimed® C€<sup>MD</sup>

## Divans d'examen et de traitement à hauteur réglable

N° modèle Description



### 200.0250.0 Mobilité

4 roulettes fermées doubles Ø 100 mm,  
dont 2 antistatiques, blocage central par axe,  
1 roulette avec blocage directionnel.  
(La plage de réglage de la hauteur demeure identique.)

**Supplément**

**Pour la mobilité pour équipement ultérieur,  
veuillez contacter notre équipe de service.**



### 200.0400.0 Paire de barrières latérales

longueur : 990 mm, peuvent être rabattues sous  
le niveau du matelas, revêtement thermolaqué  
RAL 9006 aluminium blanc.



### 200.0006.0 Support pour la commande au pied

pour les divans d'examen et de traitement 211.4200.1  
et 211.4210.1, en acier, revêtement thermolaqué  
RAL 9006 aluminium blanc, montage à l'envers pour  
éviter les déclenchements accidentels

### 200.0930.0 Support de rouleau de papier

(sans ill.) pour rouleau de papier de 590 mm de large.

### 200.1030.0 Rouleau de papier

(sans ill.) 500 mm de large

### 200.0410.0 Protection des bords

(sans ill.) de matière plastique, gris, montée des quatre coins  
du matelas

### 200.0500.0 Têtière avec fente nasale

(sans ill.)

**Supplément**

### 200.0510.0 Coussin amovible pour la fente nasale

(sans ill.)

**Supplément**


N° modèle	Description	
<b>200.4402.0</b> (sans ill.)	<b>Rail latéral (pièce)</b> pour les divans 211.4100.0, 211.4110.0, 211.4200.1 et 211.4210.1, montage du côté gauche ou droit, 25 × 10 × 750 mm, charge max. 30 kg, pas de montage en combinaison avec les barrières latérales 200.0400.0. Pour 211.4100.0, 211.4110.0, 211.4200.1 et 211.4210.1.	
<b>200.0251.0</b> (sans ill.)	<b>Blindage électrocardiogramme</b> avec fiche de compensation de potentiel à gauche et à droite ainsi que plaque de blindage destinée à réduire les perturbations, compatible avec les divans de 650 mm de largeur.	
<b>200.0252.0</b> (sans ill.)	<b>Blindage électrocardiogramme</b> pour divans de 800 mm de largeur, pour le reste, comme 200.0251.0.	
<b>200.6530.0</b> (sans ill.)	<b>Coloris du châssis au choix</b> selon notre nuancier.	<b>Supplément</b>



## varimed® Tabourets pivotants, Sièges pour examen, mobilier médical

<sup>1</sup> classic  
<sup>2</sup> comfort


N° modèle Description



### 222.2810.0 Tabouret pivotant<sup>12</sup>

pied à 5 branches en matière plastique noir, colonne chromée, avec roulettes doubles pour sols lisses/durs, auto-freînées hors charge, réglable en hauteur par pompe à gaz ANATOMIC-LIFT, commande à main, siège rembourré avec similicuir. Sur demande : roulettes doubles pour sols recouverts de moquette. Charge maximale d'utilisation : 135 kg

200.8000.0 Revêtement différent du châssis selon notre nuancier  
colonne chromée. **Supplément**



### 222.2760.0 Tabouret pivotant<sup>12</sup>

pied à 5 branches en aluminium poli, avec roulettes doubles pour sols lisses/durs, auto-freînées hors charge, réglable en hauteur par pompe à gaz ANATOMIC-LIFT, commande à main. Sur demande : roulettes doubles pour sols recouverts de moquette. Charge maximale d'utilisation : 135 kg



<sup>1</sup> 4 coloris pour le rembourrage dans la qualité classic (sans supplément).

<sup>2</sup> 15 coloris dans la qualité comfort (moyennant supplément) SVP, voir la page 40.



## varimed® Tabourets pivotants, Sièges pour examen, mobilier médical

<sup>1</sup> classic  
<sup>2</sup> comfort



N° modèle Description

**222.1550.0** **Siège pour examens<sup>12</sup>**  
siège spécial rembourré recouvert de similicuir selon notre nuancier, réglable en hauteur par vérin à gaz comprimé de 490 à 690 mm, commande au pied. Pied à 5 branches, revêtement thermolaqué RAL 9007 aluminium gris, avec roulettes doubles Ø 50 mm pour sols lisses/durs, pare-choc noir périphérique. Charge maximale d'utilisation : 135 kg


**222.1570.0** **Siège pour examens<sup>12</sup>**  
siège spécial et dossier rembourrés recouverts de similicuir selon notre nuancier, réglable en hauteur par vérin à gaz comprimé de 490 à 690 mm, commande au pied. Pied à 5 branches, revêtement thermolaqué RAL 9007 aluminium gris, avec roulettes doubles Ø 50 mm pour sols lisses/durs, pare-choc noir périphérique. Charge maximale d'utilisation : 135 kg

**200.0011.0** **Roulettes freinées**  
freinées en charge, sinon déplacement libre **Supplément**  
pour sièges pour examen 222.1550.0 et 222.1570.0.

<sup>1</sup> 4 coloris pour le rembourrage dans la qualité classic (sans supplément).

<sup>2</sup> 15 coloris dans la qualité comfort (moyennant supplément) SVP, voir la page 40.

<sup>1</sup> classic  
<sup>2</sup> comfort




N° modèle Description

**221.1860.0 Chaise d'examen et de prise de sang<sup>123</sup> c<sup>MD</sup>**  
châssis en tube d'acier de section carrée, thermolaqué en blanc gris RAL 9002, aluminium blanc RAL 9006 ou en aluminium gris RAL 9007. Siège, dossier et accoudoirs rembourrés avec similicuir classic noir 57. Livraison démontée. Charge maximale d'utilisation : 225 kg

**200.6610.0 Revêtement différent du châssis**  
selon notre nuancier.

**Supplément**




**242.2351.0 Tige à perfusion c<sup>MD</sup>**  
châssis en acier inox 18/10, pied à 5 branches, avec roulettes doubles en matière plastique de 50 mm de diam., dont 2 avec frein, antistatiques, partie supérieure avec 4 crochets en acier inox 18/10, cylindre en verre, réglable en hauteur d'une seule main de 1350 à 2150 mm, empreinte 635 mm. Charge maximale d'utilisation par crochet: 2 kg.

- <sup>1</sup> 3 autres coloris pour le rembourrage dans la qualité classic (moyennant supplément).
- <sup>2</sup> 15 coloris dans la qualité comfort (moyennant supplément). SVP, voir la page 40.
- <sup>3</sup> Revêtement standard du châssis RAL 9002, RAL 9006 ou RAL 9007. SVP, indiquez la couleur souhaitée lors de votre commande.



Chariot multi-usages medi-net 233.6060.0,  
châssis en aluminium gris RAL 9007

## varimed® Chariot multi-usages medi-net



N° modèle Description

**233.6060.0 Chariot multi-usages medi-net<sup>3</sup>**  
châssis en tube d'acier de section carrée, démontable, thermolaqué en couleur blanc gris RAL 9002, aluminium blanc RAL 9006 ou en aluminium gris RAL 9007, tiroir sur rails de précision zingués (noir) préassemblés avec roulements à billes, plateaux et façade de tiroir plastifiés par laminage, blanc perle 60. Poignée de tiroir en couleur blanc gris RAL 9002, aluminium blanc RAL 9006 ou en aluminium gris RAL 9007, 4 doubles roulettes de 75 mm de diamètre. Le chariot medi-net 233.6060.0 peut être équipé de 2 tiroirs supplémentaires en plus du tiroir standard.

Livraison démontée.

medi-net

**Charge maximale d'utilisation :**

au total : jusqu'à 50 kg  
tiroir : jusqu'à 10 kg  
plateaux (supérieur/  
inférieur) : jusqu'à 20 kg

**201.3000.0 1 Tiroir supplémentaire avec poignée**

**200.6600.0 Châssis thermolaqué d'une autre couleur selon notre nuancier**

**Supplément**

**200.6650.0 Poignée thermolaqué d'une autre couleur selon notre nuancier**

**Supplément**

<sup>3</sup> Revêtement standard du châssis RAL 9002, RAL 9006 ou RAL 9007.  
SVP, indiquez la couleur souhaitée lors de votre commande.



Chariot multi-usages medi-net 233.6060.0  
avec accessoires pour poste d'injections  
201.1170.0, 201.1610.0, 201.1700.0, 201.2600.0



Chariot multi-usages medi-net 233.6060.0  
avec accessoires pour postes de mesure  
ergométrique 201.1300.0 (sans appareils)



Chariot multi-usages medi-net 233.6060.0 +  
201.0050.0 avec accessoires pour la dialyse à  
domicile 201.1800.0, 201.1250.0 (sans appareils)



Distributeur pour matériel d'injection 201.1610.0



Distributeur pour matériel d'injection 201.1650.0



Console en acier inox 201.1800.0



Ouvre-ampoules 201.2600.0



varimed Boîte à déchets 201.2700.0



Cuvette ronde en acier inox 201.1170.0



Statif à perfusion 201.1250.0



Porte-sac à déchets 201.2800.0

**varimed®**

## Accessoires pour chariot multi-usage medi-net

N° modèle Description

**201.3000.0** **1 Tiroir**  
(sans ill.) avec poignée, rail de roulement,  
pour le montage postérieur  
(dimensions int. : 510 × 413 × 90 mm, L x P x H)


**201.0050.0** **2 Roulettes**  
75 mm diam., avec frein

**Supplément**


**201.1300.0** **Support articulé porte-câble**  
avec clameau de fixation 201.1910.0,  
16 mm de diam.

**201.1170.0** **1 Cuvette ronde**  
en acier inox 320 mm de diam.,  
avec clameau de fixation 201.1900.0, 10 mm de diam.

**201.1250.0** **Statif à perfusion c<sup>®</sup>**  
avec 4 crochets, avec clameau de fixation 201.1920.0,  
18 mm de diam., en 2 parties,  
charge maximale d'utilisation par crochet : 2 kg









N° modèle Description


**201.1610.0 Distributeur pour matériel d'injection**  
gris, système du premier entré/premier sorti,  
avec set universel à droite, (prière de prévoir  
des pièces de fixation 201.1700.0).




**201.1640.0 Distributeur pour matériel d'injection**  
gris, système du premier entré/premier sorti,  
sans set universel (prière de prévoir des pièces  
de fixation 201.1700.0).




**201.1650.0 Distributeur pour matériel d'injection**  
gris, système dernier entré/premier sorti,  
avec set universel à droite, (prière de prévoir  
des pièces de fixation 201.1700.0).



**201.1660.0 Distributeur pour matériel d'injection**  
gris, système dernier entré/premier sorti,  
avec set universel à droite, (prière de prévoir  
des pièces de fixation 201.1700.0).



**201.1700.0 1 Paire de pièces de fixation**  
pour distributeurs 201.1610.0, 201.1640.0,  
201.1650.0 et 201.1660.0.



**varimed®**

## Accessoires pour chariot multi-usage medi-net

N° modèle Description

---

**201.1800.0 Console**  
en acier inox, avec pièces de fixation.

---


**201.1900.0 Pièce de fixation**  
(sans ill.) 10 mm de diam.

---

**201.1910.0 Pièce de fixation**  
(sans ill.) 16 mm de diam.


---

**201.1920.0 Pièce de fixation**  
(sans ill.) 18 mm de diam.



N° modèle Description


**201.2600.0 Ouvre-ampoule**  
«Cupfix»



**201.2700.0 varimed Set de boîtes à déchets**  
20 boîtes de 1,5 litres en polypropylène avec couvercle rouge, avec support

**201.2710.0 varimed Boîtes à déchets**  
(sans ill.) carton de 100 boîtes à 1,5 litres, sans support

**201.2720.0 Support**  
(sans ill.) comme modèle 201.2700.0, cependant sans boîtes.  
(Supports pour différents systèmes disponibles sur demande)



**201.2800.0 Porte-sac à déchets**  
avec rouleau de sacs en plastique,  
avec couvercle, châssis en blanc gris

**201.2850.0 Rouleau de sacs de rechange**  
(sans ill.) pour 201.2800.0

## **varimed®**

### **Description des modèles et du matériau**

#### **Divans**

Cadre en tubes d'acier 40 × 20 mm, paires de pieds 30 × 30 mm, thermolaqués ou chromés. Avec pieds de réglage pour compenser les irrégularités du sol. Repose-tête avec 2 dispositifs de réglage entièrement en métal.

#### **medi-net**

Cadre en tubes d'acier 20 × 20 mm, revêtement thermolaqué.

#### **Roulettes**

Toutes les roulettes n'encrassent pas le sol.

#### **Tiroirs**

Les tiroirs sont guidés par rails de précision avec des roulements à billes.

#### **Poignées**

ergonomiques, distance de trous : 192 mm. La surface est facile à nettoyer et à désinfecter, résistant aux produits chimiques.

#### **Laquage**

Revêtement thermolaqué de haute qualité, surface de grande brillance, résistant bien aux chocs et aux rayures, facile à nettoyer, résistant aux désinfectants, insensible aux influences climatiques.

#### **Les châssis sont recouverts en série**

d'une couche de laque blanc gris RAL 9002, aluminium blanc RAL 9006, aluminium gris RAL 9007 ou bien chromés. Svp. faire attention aux descriptions des modèles individuelles.

#### **D'autres revêtements selon notre nuancier**

pour les châssis des divans, des chariots medi-net, des tabourets sur demande moyennant supplément.

#### **D'autres revêtements**

dans les peintures RAL sur demande !

**Rembourrage**

Mousse sur plaque support, avec revêtement similicuir résistant de premier choix, en deux qualités différentes.

**Modèle confort (disponible moyennant supplément) : 15 coloris**

Matériel résistant à l'usure de haute élasticité et souplesse garantissant un confort élevé en position assise ou allongée. Surface grenée.

**Modèle classic (disponible sans supplément) : en 4 coloris**

Matériel résistant à l'usure et élastique. Surface lisse.

**Nous recommandons :****Accessoires pour le nettoyage des rembourrages**

N° modèle	Description
<b>2019878</b> (sans ill.)	<b>Produit de nettoyage spécial</b> pour similicuir Vaporisateur de 500 ml (vendus par 3)
<b>2026973</b>	<b>Set de nettoyage pour similicuir</b> 1 x vaporisateur de 500 ml et 1 brosse

Vous trouverez toutes les informations concernant le nettoyage et la désinfection des rembourrages dans le mode d'emploi spécifique.

## Similicuir confort




jaune or 86



vert agave 109




orange doré 106



café au lait 102



carmin 92




beige sable 101




rouge framboise 103



gris pierre 96




bleu glace 108



gris ardoise 97



bleu caraïbes 82




gris titane 91



bleu atlantique 83



blanc fleurs 84



violet lavande 107

## Similicuir classic



blanc 53



gris argenté 55









océan 52



noir 57

## Couches de laque

blanc gris  
RAL 9002rose lotus  
RAL 3608510vert citron  
RAL 1008060blanc pur  
RAL 9010blanc lilas tricot  
RAL 3108510vert filigrane  
RAL 1207020blanc nénuphar  
RAL 0758510bleu tennis  
RAL 2307020vert glacé  
RAL 1209030orange safran clair  
RAL 0608530bleu clair  
RAL 2606030aluminium blanc  
RAL 9006jaune de sécurité  
RAL 1003bleu saphir  
RAL 5003aluminium gris  
RAL 9007orangé sang  
RAL 2002bleu délavé  
RAL 2308010gris anthracite  
RAL 7016

## Matière plastique



gris argenté



antimicrobien

Ces couleurs ont des propriétés antimicrobiennes

## Couleurs pour rembourrages et peintures



german  
brand  
award  
'23  
winner

### Voyez le monde en couleurs

Associez à votre guise les 19 teintes de coussin et les 18 teintes de peinture pour créer différentes ambiances dans vos salles d'examen.


Froide ou vive, classique ou moderne, élégante ou extravagante, chez nous, vous trouverez rapidement la couleur qui vous convient.

Contactez-nous, nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.



Laissez-vous inspirer :  
[www.schmitz-medical.com](http://www.schmitz-medical.com)





## Contact

SCHMITZ medical GmbH  
Zum Ostefeld 29  
58739 Wickede (Ruhr)  
Allemagne



Tous les dispositifs portant le marquage CE des dispositifs médicaux, en lien avec nos accessoires, se conforment aux exigences du règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux ainsi qu'aux exigences de la loi portant modification de la loi sur les dispositifs médicaux, et sont considérés comme des dispositifs médicaux de la classe de risque I.



Tous les dispositifs portant le simple marquage CE se conforment aux exigences de la Directive basse tension 2014/35/UE ainsi qu'à celles de l'Ordonnance sur le matériel électrique.

Pour connaître les utilisations prévues, veuillez également vous référer aux instructions d'utilisation !

tél. +49 (0)2377 84 0

télé. +49 (0)2377 84 135

[zentrale@schmitz-medical.com](mailto:zentrale@schmitz-medical.com)

Département des exportations :

tél. +49 (0)2377 84 0

télé. +49 (0)2377 84 135

[export@schmitz-medical.com](mailto:export@schmitz-medical.com)

Service technique, hotline :

tél. +49 (0)2377 84 549

télé. +49 (0)2377 84 210

[service@schmitz-medical.com](mailto:service@schmitz-medical.com)

Visitez notre site internet pour plus d'informations concernant nos agences à l'étranger.

[www.schmitz-medical.com](http://www.schmitz-medical.com)



\* Cet article est une marchandise de commerce qui est vendue sous la marque OEM.

Nos prestations s'entendent départ usine. Toutes livraisons sont effectuées moyennant nos partenaires autorisées ou par nos succursales. Tous droits de modifications de construction et dimensions réservés, de minimes variations techniques sont possibles. Pour des raisons matérielles des différences de couleur sont possibles. Les articles de ce catalogue ne sont pas autorisés à la vente aux États-Unis.

Prix forfaitaire 3,00 Euro.

Catalogue SCHMITZ No. 70, 04.2024 FR